


LCD数码显微镜 使用说明书



CN
inskam-306

重要提示

感谢您购买LCD数码显微镜。请花点时间阅读本手册，它的内容将帮助您充分利用智能显微镜。

在使用LCD数码显微镜之前，请确保您阅读并理解安全预防措施，如下面所描述的，以确保LCD数字显微镜正确操作。

- 使 LCD 数码显微镜远离水和其他液体。不要用湿手使用 LCD 数码显微镜。切勿在雨天或下雪时使用 LCD 数码显微镜，水分会产生火灾和触电的危险。
- 如果您发现 LCD 数码显微镜上出现或有异味，请立即关闭电源。
- LCD 数码显微镜在使用过程中可能会发热，这并不表示故障。
- 如果 LCD 数码显微镜的外部需要清洁，请用柔软的干布擦拭。

远离液体 远离火焰 清洁请用干布

CN-1

1 产品描述

(一) 标准配件

- LCD 数码显微镜
- USB 数据线
- 清洁布
- 操作指南

(二) 零件名称和功能



CN-2

11 12 13

- 4.3寸显示屏
- Micro TF卡插槽
- HDMI接口
- LED亮度调节器
- 调焦轮(滚轮B)
- 显微镜筒
- 滚轮A
- 物体台
- 捕获按钮
- 复位孔
- DC 5V输入
- 充电指示灯

(三) 功能介绍

- Micro卡槽: 最高支持 32GB 的 MicroTF 卡(本机标配), 包括 FAT, FAT32 两种文件格式
- Micro 座: DC 5V 供电和数据传输
- HDMI 高清接口: HDMI 视频传输
- 开关机键: 短按电源按钮进入文件播放模式, 长按开关机

CN-3


- 拍照键: 短按拍照, 长按录像, 再短按一次停止录像
- 菜单键: 短按进入菜单页面, 在这里可以设置语言 / LCD 亮度 / 日期和时间 / 屏幕保护 / 电源频率 / 格式 / 恢复出厂设置 / 固件版本
- 放大 / 右键: 拍照模式, 短按放大, 其他模式, 上移或左移
- 缩小 / 左键: 拍照模式, 短按缩小, 其他模式, 下移或右移
- OK 键: 短按确认, 长按旋转
- LED 亮度调节器: 向上增强光线, 向下减弱光线
- 调焦轮: 短按左旋以调整到清晰的图像, 共有 50x 和 1000x 两个清晰的界面

CN-4

2 使用步骤

(一) 标准模式

- 将 MicroTF 卡 (本机未配有) 插入 MicroTF 卡槽; 轻轻插入, 直到卡被锁定。(注意: 必须插入 MicroTF 卡才能录制和存储图片和视频。)
- 长按开 / 关按钮, 打开设备。
- 将待观察的物体放在白色载物台上, 旋转轮 A 使物体靠近显微镜筒。
- 左右旋转轮 B 以获得精细对焦。
- 当清晰焦点到达时, 顺时针旋转轮 C 以锁定物体平台。



CN-5

(二) U 盘存储模式

通过 USB 数据线将显微镜连接到计算机, 开启设备, 选择 Mass Storage 模式, 然后您可以在电脑上查看存储的照片和视频。



CN-6

(三) PC 模式

注意: 在 PC 模式下工作时, 设备按钮功能不再有效。

Windows 系统

A. 从以下链接下载并安装软件。
www.inskam.com/download/PC.zip



(使用的浏览器仅供参考, 根据您的浏览器进行即可)

Mac 系统

A. 打开设备并通过数据线连接设备和计算机终端, 选择 PC Camera 模式。

B. 打开 Apple App 中的 "Photo Booth" 软件。




(具体参数设置可参考图片内容)

CN-7

(四) HDMI 模式

通过 HDMI 高清线(本机未配有), 将显微镜及带 HDMI 功能的高清显示器连接, 然后您可以在高清显示器上实时观察您看到的图像。



CN-8

3 充电

将电源适配器的小端插入位于设备底部的 DC 5V-in 端口, 然后将电源适配器的另一端插入标准 AC 插座。设备未端角落的电池指示灯 LED 将呈红色, 表示电池正在充电。

电池完成充电后, LED 灯将熄灭, 拔下电源插头, 整个充电过程约 4 小时。



完全充电后, 您可以连续使用显微镜长达 4 个小时, 当电池电量不足时, 面板左下角会有低电量指示灯提示(如下图), LED 灯会闪烁, 图像质量会变化, 然后, 您必须连接电源适配器并将其插入为电池充电。



CN-9

4 产品规格

图像传感器	2M 高品质图像传感器
放大倍数	50x-1000x
显示屏	4.3 英寸 TFT 面板, 16:9
聚焦范围	0-40mm
分辨率	2048*1536, 1920*1080, 1280*960, 640*480
数据格式	JPG/AVI
光源	8 LED 灯(亮度可调)
帧率	30fps
操作系统	Windows XP / Vista / Win7/8/10, Mac 10.5 or above
接口	USB2.0
镜头结构	2G+IR
光圈	F4.5
镜头视角	16°
语言	英语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 意大利语 / 日语 / 简体中文 / 繁体中文 / 葡萄牙语 / 俄语 / OSD 语言
电源	锂离子 3.7V / 1000mAh 电池 工作时间: 4 hours; 充电时间: 4 hours
尺寸	300mm x 140mm x 225mm

CN-10


5 故障排除

问题	解决方法
本机无法启动	1. 电池是否有电 2. 是否已正确连接电源
设备死机	1. 用软刷插入镜头并清洁其孔, 重新设备 2. 确认要放大时是否已正确对准镜头下方
屏幕空白	1. 确认是否已按快门或播放位置 2. 检查是否已按快门或播放位置
屏幕上有可能出现	1. 用柔软布料仔细清洁屏幕和镜头 2. 重新连接显微镜和镜头
显微镜连接到 HDMI 高清显示器, 但屏幕上没有图像	1. 确保高清接口已正确 2. 重新连接显微镜和显示器, 检查显示器上是否有图像 3. 确保视频线正确连接到显微镜输出接口
显微镜连接到 PC 摄像头, 或无法打开软件	1. 重新连接显微镜和 PC 摄像头 2. 确认是否进入 PC camera 模式
显微镜连接到 PC 摄像头, 但无法打开软件	1. 重新连接显微镜和 PC 摄像头 2. 确认是否进入 Mass Storage 模式
锂电池充电指示灯 LED 不亮或红色或黄色或没有亮	1. 重新连接显微镜和 PC 摄像头 2. 确认是否进入 PC camera 模式 3. 检查是否已正确连接电源适配器并插入为电池充电 4. 如果显微镜连接键未打开, 请确保并打开并打开

CN-11



LCD digital microscope User's Guide



EN
inskam-306

Important Note

Thank you for purchasing a LCD Digital Microscope. Please take a moment to read through this manual. Its contents will help you to get the best use of the smart microscope.

Before using the LCD Digital Microscope, please ensure that you read and understand the safety precautions described below. Always ensure that the LCD Digital Microscope is operated correctly.

- Keep LCD Digital Microscope away from water and other liquids. Do not use LCD Digital Microscope with wet hands. Never use LCD Digital Microscope in the rain or snow. Moisture creates the danger of fire and electric shock.
- If you notice smoke or a strange odor coming from LCD Digital Microscope, turn the power off immediately.
- LCD Digital Microscope may become slightly warm during use. This does not indicate malfunction.
- If the exterior of LCD Digital Microscope needs cleaning, wipe it with a soft, dry cloth.

Keep away from liquids Stay away from the flame Please use dry cloth for cleaning


EN-1

1 Preparation

(1) Standard accessories

- LCD Digital Microscope
- USB cable
- Cleaning fabric
- Operation guide

(2) Parts Names & Functions



EN-2

11 12 13

- 4.3 inch LCD display
- MicroTF card slot
- HDMI interface
- LED brightness dimmer
- Focusing wheel (Wheel B)
- Microscope tube
- Wheel A
- Object stage
- Capture button
- Reset hole
- DC 5V in
- Charging indicator

(3) Function introduction

- MicroTF card slot: Support MicroTF card (not equipped with this unit) up to 32GB, including FAT, FAT32 two file formats.
- Micro usb: DC 5V power supply and data transmission.
- HDMI high-definition interface: HDMI video transmission.

EN-3


- Power on/off: Short press the power button to enter the file playback mode, long press the switch machine.
- Photograph: Short press to take a photo, long press the video, then press once to stop recording.
- Menu Setup: Short press to enter the menu page, here you can set the Language / LCD Bright / Date and Time / Screen Saver / Power frequency Format / Default Setting / FW Version.
- Zoom in/Right: Photo mode, short press to zoom in, other modes, move up or left.
- Zoom out/Left: Photo mode, short press to zoom out, other modes, move down or right.
- Confirm: Short press to confirm, long press to rotate.
- LED brightness adjustment: Enhance light upwards, weaken light downwards.

EN-4

2 Steps for usage

(1) Standard mode


- Insert the MicroTF card (not equipped with this unit) into the MicroTF card slot; press gently until the card is locked! (Note: MicroTF cards must be inserted to record and store pictures and videos.)
- Long press on/off button, turn on the device.
- Put object to be observed onto the object stage, Rotate Wheel A to bring the object near to the microscope tube.
- Rotate the wheel B left and right to obtain fine focus.
- When a clear focus got, rotate Wheel C clockwise to the object stage.



EN-5

(2) U disk storage mode

Connect the microscope to your computer via a USB cable, turn on the device, select the "mass storage" mode, and view the stored photos and videos on your computer.



EN-6

(3) PC mode

Note: The device button function is no longer active when working in PC mode.

Windows system :

A. Download and install the pieces from the link below www.inskam.com/download/PC.zip



(The browser used is for reference only, you can do it according to your existing browser)

B. Turn on the device and connect the device and computer terminal through the data cable, select PC Camera mode.

C. Open "Smart Camera", click on the device in the settings, as shown below.



(Specific parameter settings can refer to the picture content)

EN-7

Mac system :

A. Turn on the device and connect the device and computer terminal through the data cable, select PC Camera mode.

B. Open the "Photo Booth" software in the Apple App.


C. Click on the Camera and switch the camera as shown below.



EN-8

(4) HDMI mode

Connect the microscope and HD display with HDMI function through HDMI HD cable (not equipped with this unit), then you can observe the images you see in real time on a high-definition display.



EN-8

3 Charge Battery

- Plug the small end of the power adaptor into the DC 5V-in port located on the bottom side of the unit. Then plug the other end of the power adaptor into a standard AC outlet. The battery indicator LED at the end corner of the unit will be in red to show that the battery is charging.
- When the battery is finished charging, the battery indicator LED will be in off. Unplug the unit. The entire charging process takes about 4 hours.
- You can use your microscope for up to 4 hours of continuous use after full charge. When the battery is low, there will be low-power indicator on the left down corner of the panel, red LED light will become weak and image quality becomes poor. Then you have to connect the power adaptor and plug it in to recharge the battery.



EN-9

4 Specifications

Image sensor	2M high quality Image Sensor
Magnification	50x-1000x
Display	4.3 inch TFT panel, 16:9
Focusing range	0-40mm
Focus mode	Manual
Resolution	2048*1536, 1920*1080, 1280*960, 640*480
Data Format	JPG/AVI
Light source	8 LED lights (adjustable brightness)
Frame rate	30fps
Operating system	Windows XP / Vista / Win7/8/10, Mac 10.5 or above
Interface	USB2.0
Lens structure	2G+IR
Aperture	F4.5
Lens angle	16°
Language	English / German / French / Spanish / Italian / Japanese / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Portuguese / Russian / OSD language
Power supply	Lithium ion 3.7V / 1000mAh battery Working time: 4 hours; Charging time: 4 hours
Size	300mm x 140mm x 225mm

EN-10

5 Troubleshooting

Problems	Solution
The unit does not turn on	1. Does the battery have electricity? 2. Is the power adapter connected?
Device crash	1. Use a fine pin to insert the back reset hole, reset the device.
The screen is blank	1. Confirm that the lens is be enlarged a correctly position before the shot 2. Whether the focal length has been adjusted to the optimal position
There are smudges or scratches on the screen	1. Clean the screen and lens carefully with soft fabric.
The microscope is connected to the PC and the TV card cannot be read	1. Make sure the HD screen is turned on 2. Whether to successfully switch to the corresponding video input channel on the HD screen 3. Make sure the video cable is securely connected to the microscope video input port
The microscope is connected to the PC, and after downloading and opening the software, there is no image	1. Reconnect the microscope to the PC 2. Confirm whether to enter PC camera mode
The microscope is connected to the PC and the TV card cannot be read	1. Reconnect the microscope and PC 2. Confirm whether to enter the Mass Storage mode
The battery indicator LED is not in red, even though the power adapter is connected and plugged into a wall socket, the battery is not charging	1. Plugged into the Microscope's DC-in port 2. Ensure that the outlet has power and is not malfunctioning. If the outlet is connected to a wall switch, make sure that the switch is on

EN-11

